



**PMN
HOMECARE**

**SEDILE GIREVOLE PER VASCA
MANUALE DI ISTRUZIONI**



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



INTRODUZIONE

Il presente manuale d'uso contiene le istruzioni per un corretto uso del dispositivo e dei consigli per la sicurezza nell'utilizzo.

Le istruzioni per l'uso in esso contenute si applicano al sedile girevole per vasca da bagno della linea PMN HOMECARE.

Codice	Descrizione
PX16223	SEDILE GIREVOLE PER VASCA

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Il sedile girevole per vasca PMN HOMECARE è un ausilio destinato a persone con difficoltà motorie per facilitare l'accesso nella vasca da bagno.

Struttura in acciaio verniciato, seduta e schienale in polipropilene con fori per il deflusso dell'acqua. Il sedile può essere ruotato, complessivamente di 360°, in quattro diverse posizioni con rotazione di 90° per facilitare l'accesso da parte di persone non completamente autosufficienti, agendo sull'apposita leva di bloccaggio posta a lato.

Il sedile è dotato di puntali di appoggio ai bordi della vasca ricoperti in plastica morbida.

MATERIALI COMPONENTI



Struttura	Acciaio
Seduta	Polipropilene
Protezioni puntali di appoggio	Plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza totale	cm.73
Profondità totale	cm.51
Distanza tra i braccioli	cm.49,5
Larghezza della seduta	cm.36
Profondità della seduta	cm.38
Altezza dello schienale	cm.40
Peso	Kg. 5,0
Peso massimo sostenuto	Kg.100

MONTAGGIO

Posizionare il sedile sulla vasca assicurandosi che gli appoggi laterali ricoperti in plastica siano correttamente posizionati sui bordi della vasca. Una volta posizionato correttamente il sedile girevole, procedere al fissaggio contro le pareti interne della vasca ruotando le viti laterali di regolazione.



ATTENZIONE !

- Accertare che il bordo della vasca in corrispondenza del muro consenta un corretto posizionamento ed appoggio del dispositivo
- Il meccanismo di fissaggio del sedile girevole è stato progettato per rendere l'operazione di regolazione semplice e senza sforzo
NON FORZARE LE VITI PER NON DANNEGGIARE LE PARETI DELLA VASCA
- Durante l'uso del dispositivo, accertarsi sempre che il sedile sia bloccato nella posizione corretta dopo la rotazione di 90° mediante l'apposita leva

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI

Prima dell'utilizzo assicurarsi dell'integrità del prodotto all'apertura della confezione.

Contattare il rivenditore in caso di dubbi sull'utilizzo del prodotto o qualora vengano rilevate delle anomalie.

Verificare periodicamente la funzionalità della leva di bloccaggio della seduta e delle viti laterali di fissaggio contro la superficie laterale della vasca.

Non superare la portata massima di Kg.100

Per evitare rischi si consiglia di tenere il sedile lontano dalla portata dei bambini.

La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l'eventuale uso improprio.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Il sedile per vasca e tutte le parti che lo compongono possono essere lavati usando un panno morbido con acqua tiepida e sapone neutro.

Non usare detergenti aggressivi o sostanze acide né spugne abrasive.

Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.

CONSERVAZIONE

Non conservare il prodotto all'esterno. Non esporre ai raggi solari.

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa vigente in materia di tutela ambientale (Direttiva 2002/96/CE).

Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.

Non disperdere nell'ambiente.

Prodotto in Italia



GARANZIA

Durata della garanzia: 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto
- Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire gli articoli risultanti al controllo con difetti di fabbricazione o dei materiali usati, senza alcun addebito per le parti sostituite
- La garanzia viene concessa solo se il dispositivo è completo di tutti gli accessori, dello scontrino fiscale e/o fattura di acquisto.
In mancanza di tali requisiti la riparazione non è coperta da garanzia, risultando pertanto soggetta all'addebito delle spese di riparazione (parti sostituite e mano d'opera)
- La garanzia non è applicabile nel caso di uso improprio del dispositivo (leggere attentamente le istruzioni per l'uso)

ESCLUSIONI

La garanzia non comprende :



- Riparazioni e danni conseguenti ad intervento da parte di personale non autorizzato dalla S.F.O. Srl
- Danni legati ad uso improprio, abusi ed alterazioni, cadute ed atti vandalici
- Manutenzione periodica
- Spese assicurative per il rischio associato al prodotto
- Spese di trasporto presso il centro di assistenza
Qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione e/o sostituzione effettuato durante il periodo di garanzia non prolunga, rinnova o modifica la durata della stessa, che rimane nei termini indicati sopra.

SOCIETA' FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.

Viale delle Milizie 32

00192 ROMA – Italy

Tel. (+39) 06 3751 5696

Fax (+39) 06 3735 1362

www.sfoitalia.com

info@sfoitalia.com

Partita IVA 00879611002

Reg.Imprese 00397400581

Codice Fiscale 00397400581

C.C.I.A.A. ROMA 197618/56